



شرکت ویتا طب گوشا (مسئولیت محدود)
 (واردات تجهیزات آزمایشگاهی، پزشکی و تحقیقاتی)



Unit	Capacity					Minimum display
	GF-1200	GF-2000	GF-3000	GF-4000	GF-6100	
Gram	1210	2100	3100	4100	6100	0.01
Ounce (Avoir)	42.6	74.0	109.3	144.6	215.1	0.0005
Pound	2.66	4.62	6.83	9.03	13.44	0.00005
Pound/Ounce	2Lb 10.68oz	4Lb 10.08oz	6Lb 13.35oz	9Lb 0.62oz	13Lb 7.17oz	0.01oz
Troy Ounce	38.9	67.5	99.6	131.8	196.1	0.0005
Metric Carat	6050	10500	15500	20500	30500	0.05
Momme	322	560	826	1093	1626	0.005
Pennyweight	778	1350	1993	2636	3922	0.01
Grain (UK)	18673	32408	47840	63272	94137	0.2
Tael (HK general, Singapore)	32.0	55.5	82.0	108.4	161.3	0.0005
Tael (HK jewelry)	32.3	56.1	82.8	109.5	162.9	0.0005
Tael (Taiwan)	32.2	56.0	82.6	109.3	162.6	0.0005
Tael (China)	38.7	67.2	99.2	131.2	195.2	0.0005
Tola (India)	103	180	265	351	522	0.001
Messghal	258	448	661	874	1301	0.005

آدرس: تهران، خ جمهوری، خ رازی، پلاک ۳۱، طبقه ۴، واحد ۱

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۱۴۳۸۳-۰۲۱۶۶۷۱۴۴۰۵