

Agitador Vertical "Dragon Lab" OS20-PRO 20L



Agitador Vertical "Dragon Lab" OS20-PRO 20L

Características técnicas:

Volumen máximo de agitación: 20 litros

Rango de velocidad: 50 - 2200 rpm

Precisión: +/- 3 rpm

Torque máximo: 40 Ncm

Viscosidad máxima: 10000 cP

Rango de diámetro del mandril: 0.5 - 10 mm

Grado de protección DIN/EN 60529: IP42

Potencia: 70W

Alimentación: 240V / 50-60Hz

Dimensiones: 83x220x186mm

Peso: 2.6kg

Ampliamente utilizados en industria química, farmacéutica, cosmética, petroquímica, etc.

Aptos para la agitación de fluidos de alta viscosidad.

Confiables y diseñados para funcionamiento continuo.

Control de velocidad preciso, en un rango de 50 a 2200 rpm.

Pueden ser controlados en forma remota vía interface RS 232.

Amplio display LCD que permite monitorear los parámetros de funcionamiento.

Cuentan con sistema de protección ante sobrecargas del motor.

Incluye: base, soporte, varilla tipo hélice de acero inoxidable 316L de 40cm de longitud, manual de instrucciones.

Cumple con normas ISO y CE.

Garantía un año